

	<b>Ficha Técnica dos Produtos</b>			PL 23.01
Elaborado	Analisado	Aprovado	Revisão	Data
RD	DI	DP	3	18/09/09

## Fralda Descartável Adulto Medifral

### INDICAÇÃO

Uso externo, destinado ao asseio corporal, aplicado diretamente pela pele, com a finalidade de absorver ou reter excreções e secreções orgânicas, tais como urina e fezes.

Tamanho	Indicação de Uso (peso e cintura)	
	Medifral Reta	Medifral Anatômica
P	de 20 a 50 kg para cintura de 40 a 100cm	de 20 a 50 kg para cintura de 40 a 100cm
M	de 40 a 70 kg para cintura de 70 a 110cm	de 40 a 70 kg para cintura de 70 a 110cm
G	acima de 70 kg para cintura de 110 a 140cm	acima de 70 kg para cintura de 110 a 140cm
XG	acima de 90 kg para cintura de 140 a 160cm	acima de 90 kg para cintura de 140 a 160cm

### APRESENTAÇÃO

Código	Descrição	Quantidade por Pacote	Quantidade por Fardo
00276	Fralda Descartável Medifral tamanho P Manta Reta	08 unidades	12 pacotes
00277	Fralda Descartável Medifral tamanho M Manta Reta	08 unidades	12 pacotes
00278	Fralda Descartável Medifral tamanho G Manta Reta	08 unidades	12 pacotes
00279	Fralda Descartável Medifral tamanho XG Manta Reta	06 unidades	12 pacotes
00420	Fralda Descartável Medifral Plus Anatômica P	08 unidades	10 pacotes
00421	Fralda Descartável Medifral Plus Anatômica M	08 unidades	10 pacotes
00422	Fralda Descartável Medifral Plus Anatômica G	08 unidades	10 pacotes
00423	Fralda Descartável Medifral Plus Anatômica XG	06 unidades	10 pacotes



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- 1º Rewet: < 10g
- 2º Rewet: < 20g
- 3º Rewet: < 25g
- Strick Struh: < 45s
- Alongamento de Elástico: Entre 200-250%
- Runnof: < 3g
- Distribuição de Líquidos: > 50%
- Densidade: entre 200-300microns
- Teste PEL: > 2,0N

	Manta Anatômica				Manta Reta	
	Tam P	Tam M	Tam G	Tam XG	Tam M	Tam G
<b>Peso</b>	70-72g	82-84g	93-95g	98-100g	64-66g	71-73g
<b>Absorção</b>	680ml	830ml	880ml	930ml	680ml	695ml

Descrição	Un	Manta Anatômica				Manta Reta	
		tam P	tam M	tam G	tam XG	tam M	tam G
Celulose	g	45-47	51-53	56-58	60-62	35-37	38-40
Gel	g	5-6	7-8	7-8	8-9	5-6	5-6
Comprimento Total da Fralda	cm	76-78	79-81	89-91	93-95	79-81	89-91
Largura Maior da Fralda	cm	62-62,5	62-62,5	78-78,5	82-82,5	62-62,5	78-78,5
Largura Menor da Fralda	cm	34-36	34-36	35-37	35-37	34-36	35-37
Comprimento da Manta	cm	66-68	66-68	66-68	66-68	61-63	61-63
Largura Maior da Manta	cm	28-30	28-30	28-30	28-30	-----	-----
Largura Menor da Manta	cm	15-17	15-17	15-17	15-17	15-17	15-17
Largura do Spunbonded	cm	10-10,5	10-10,5	10-10,5	10-10,5	10-10,5	10-10,5
Quantidade fios de Lycra/ cada lado	un	3	3	3	3	3	3
Distância Lycra-Polpa	cm	4-5	4 - 5	4,5 - 5,5	4,5 - 5,5	4 - 5	4,5 - 5,5
Distância Lycra - Extremidade	cm	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4
Altura do Posicionamento da Lycra	cm	17 - 19	19 - 21	23 - 25	23 - 25	18 - 20	20 - 22
Comp franzido da lycra esticado	cm	43-45	43-45	43-45	43-45	43-45	44-46
CxL Fita Adesiva	cm	5,3 x 2,1	5,3 x 2,1	5,3 x 2,1	5,3 x 2,1	5,3 x 2,1	5,3 x 2,1
Distância entre as Fitas	cm	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10	7 - 8	8 - 9
Distância Fita - Extremidade	cm	4 - 5	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6
Largura da Dobra Lateral	cm	1 - 1,3	1 - 1,3	1 - 1,3	1 - 1,3	1 - 1,3	1 - 1,3
Largura da Dobra	cm	16 - 18	16 - 18	16 - 18	16 - 18	16 - 18	16 - 18
Comprimento da Dobra	cm	23 - 25	24 - 26	27 - 29	28 - 30	24 - 26	27 - 29
Corte anatômico - extremidade	cm	21 - 23	22 - 24	23 - 25	23 - 25	22 - 24	23 - 25
Distribuição de Gel	---	Homogênea				Homogênea	
Distribuição de Adesivo	---	Finos Espirais Paralelos				Finos Espirais	

## INSTRUÇÕES DE USO:

Utilizar acordo com a indicação de uso.

## PRESERVAÇÃO/ CONSERVAÇÃO:

Manter em temperatura ambiente em local seco e arejado.